

# Anleitung für den elektronischen Ersatzteilkatalog

## Allgemein

Der elektronische Ersatzteilkatalog enthält alle Teile und Baugruppen, die als Ersatzteil angeboten werden. Jeder Rollstuhl ist in Kapitel unterteilt, die das Auffinden des gesuchten Ersatzteils erleichtern.

## Katalog starten

Klicken Sie auf den Link.  
Sie werden auf die erste Seite des Katalogs weitergeleitet.



## Arbeiten mit dem Katalog

Durchsuchen Sie den Katalog mithilfe der Navigation auf der linken Seite.

- ◆ Klicken Sie auf zum Öffnen der Struktur
- ◆ Klicken Sie auf zum Schliessen der Struktur
- ◆ Klicken Sie auf den Namen einer Seite, um sie zu öffnen

Stückliste und Zeichnung erscheinen auf der rechten Seite.





Falls Sie den SVG viewer nicht installiert haben, sehen Sie einen Hinweis anstelle der Zeichnung. Klicken Sie auf den Link, um den SVG viewer zu installieren. (Möglicherweise benötigen Sie Administrator-Rechte auf Ihrem Computer)

## Stückliste und Zeichnung

Stückliste und Zeichnung sind verknüpft. Um das gewünschte Ersatzteil zu identifizieren, können Sie entweder die Positions-Nummer in der Zeichnung oder das Teil in der Stückliste anwählen.

- ◆ Klicken Sie auf die Artikel-Nummer. Die entsprechende Positions-Nummer in der Zeichnung wird markiert.
- ◆ Bewegen Sie den Mauszeiger auf eine Positions-Nummer, um eine Textbox anzuzeigen, die Artikel-Nummer und Beschreibung des entsprechenden Teils enthält.




## Artikel-Information

Um zusätzliche Information anzuzeigen, klicken Sie auf ⓘ in der Stückliste. Ein Fenster mit den allgemeinen Infos öffnet sich.

**‘Benutzt ab’ und ‘Benutzt bis’:**  
Bezeichnet die Periode, in der das Teil in dieser Stückliste verwendet wird.

**Menge:** Dies ist die Bestellmenge und nicht die erforderliche Menge pro Rollstuhl.






- ◆ Klicken Sie auf “Verwendung”, um alle Seiten anzuzeigen, in denen der aktuelle Artikel verwendet wird.




## Navigieren in einer Zeichnung

Wenn Sie die Zeichnung grosser oder detaillierter sehen möchten, können Sie in die Zeichnung hineinzoomen.

- ♦ Klicken Sie auf einen der Knöpfe in der Zeichnungsleiste:

-  – Klicken zum rein-zoomen
-  – Klicken zum heraus-zoomen
-  – Klicken für Originalgrösse
-  – Klicken zum Aktivieren. Ziehen Sie ein Rechteck in der Zeichnung, um einen Bereich darzustellen.
-  – Klicken, um eine Miniatur der Zeichnung zu zeigen.





## Stückliste drucken

- ♦ Klicken Sie auf das Drucker-Symbol in der Symbolleiste

Ein Pop-Up-Fenster öffnet sich und Sie können wählen, was Sie drucken möchten:

- Aktuelle Zeichnung
- Aktuelle Stückliste
- Aktuelle Zeichnung und Stückliste




## Such-Funktion

Sie können nach einer Artikel-Nummer oder einer Bezeichnung suchen.

- ♦ Klicken Sie auf "Suche", um das Suchfenster zu öffnen
- ♦ Geben Sie den Text ein, nach dem Sie suchen ①


Sie können Sie Suche einschränken, indem Sie nur in einem bestimmten Kapitel suchen oder den Vorgabewert "ganzer Katalog" ändern. ②



- ♦ Klicken Sie auf den Such-Knopf ③
- Eine Liste zeigt die Such-Ergebnisse. Klicken Sie auf ◀ und ▶ ④, um zu blättern.



## Schnell-Suche

Wenn Sie ohne zusätzliche Einschränkung einen Artikel suchen, benutzen Sie die Schnellsuche.

- ♦ Geben Sie die gewünschte Artikelnummer ein und klicken Sie auf .

Alle Ergebnisse werden in einem separaten Fenster gezeigt. Blättern Sie mit  und  durch die Ergebnisse.

Wenn Ihre Suche kein Ergebnis liefert, wird das normale Suchfenster angezeigt.



## Einkaufswagen

Im öffentlichen Katalog ist die Einkaufswagen-Funktion nicht aktiv. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an den Kundenservice:  
[info@invacare-aquatec.com](mailto:info@invacare-aquatec.com)